Protocole visites insolite avec la plateforme enSCORE
02.09.2021

Matériels

- Micropipette 1000µL alias « p1000 »
- Micropipette 200µL alias « p200 »
- Plaque de culture 6 puits alias « p6 »
- Cônes de p1000
- Cônes de p200 à bords large
- Milieux de culture
- Maquettes d'organoïdes humain cérébraux
- Gants
- Matrice extracellulaire (modélisé par agarose)
- Parafilm

Protocoles

- Changement de milieu
    - Aspirer le milieu dans un puits sans aspirer les maquettes d'organoïdes (j40)
    - Renourrir avec du milieu frais (2mL)

- Enrobage de maquettes d'organoïdes
    - Préparer les feuilles d'enrobage : générer des cupules à l'aide d'une boite de cônes de 200µL et de parafilm
    - Transférer un organoïde dans une cupule
    - Aspirer le milieu entourant l'organoïde
    - Enrober l'organoïde dans la matrice (40µL)